

Acetocaustin®

Wrattenpleister

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR VOORDAT U ACETOCAUSTIN WRATTENPLEISTER GEBRUIKT, ZELFAS ALS U HET PRODUCT AL EERDER HEBT GEBRUIKT. DE INFORMATIE KAN ZIJN GEWIJZIGD OP BASIS VAN NIEUWE ONDERZOEKEN EN BEVINDINGEN IN DE TIJD SINDS U HET PRODUCT VOOR HET LAATST HEBT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZODAT U HEM ZO NODIG LATER NOG EENS KUNT RAADPLEGEN. VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN (VANAF 4 JAAR)

WAARVOOR WORDT ACETOCAUSTIN WRATTENPLEISTER GEBRUIKT?
Acetocaustin wrattenpleister is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van wratten en verruets. Acetocaustin Wrattenpleister bevat 40% salicylzuur, een stof die een keratolytisch effect op de huid heeft. Dit betekent dat de wrat laagje voor laagje zal oplossen. Salicylzuur zorgt ervoor dat de cellen die het wrattenvirus bevatten worden vernietigd.

Het voordeel van het gebruik van Acetocaustin wrattenpleister is dat het direct op de wrat aanbrengen geen pijn doet, waardoor de pleister ook geschikt is voor kinderen indien op de juiste manier door een volwassene aangebracht.

Hoe te gebruiken (Aanbrengen alleen door volwassenen):

- Week de wrat vóór het aanbrengen van de pleister 5 minuten in warm water.
- Reinig en droog de huid voor gebruik en zorg ervoor dat het gebied vrij is van crèmes en oliën.
- Neem één pleister uit de verpakking, verwijder de folie van de achterkant en zorg dat u de kleefzijde niet aanraakt.
- Breng de pleister met het salicylzuur in het midden rechtstreeks op de wrat aan en zorg ervoor dat de randen glad zijn.
- Laat de pleister zitten totdat deze los begint te komen. Na maximaal 48 uur moet u de pleister verwijderen.
- Week het aangetaste gebied 5 minuten in warm water voordat u de losse huid verwijdert.
- Herhaal deze procedure zo vaak als nodig gedurende maximaal 14 dagen.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik Acetocaustin wrattenpleister niet:

- Bij kinderen jonger dan 4 jaar (alleen onder medisch toezicht)
- Als u diabetes hebt, overgevoelig bent voor salicylzuur of last hebt van een slechte bloedcirculatie.
- Zwangere vrouwen en kinderen: gebruik de pleister alleen onder medisch toezicht.
- Voor genitale wratten of in het genitale gebied.
- Niet gebruiken in de buurt van de ogen of in diepe wonden met smalle openingen.
- Als de gezonde huid in contact komt met salicylzuur treedt huidbeschadiging op.

WAARSCHUWINGEN

- Alleen bedoeld voor uitwendig gebruik.
- Neem contact op met uw arts als uw klachten niet verminderen.
- Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
- Gebruik door kinderen, ouderen en mindervaliden moet onder toezicht van een volwassene gebeuren.
- Vermijd contact met kleding, textiel, tafelkleden of huid
- Niet opnieuw gebruiken.
- Gooi voorzichtig weg om kruisbesmetting te voorkomen.

BIJWERKINGEN

Acetocaustin wrattenpleister kan bijwerkingen veroorzaken, maar niet iedereen zal deze ervaren. De bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Acetocaustin wrattenpleister zijn een geïrriteerde huid, een branderig gevoel, rode huid of overgevoelighedsreacties. Als een van deze bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking opmerkt die niet in deze gebruiksaanwijzing staat, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

INTERACTIE MET MEDICIJNEN

Voor zover wij weten, zijn er geen interacties met andere medicijnen.

INHOUD VAN ACETOCAUSTIN WRATTENPLEISTER

Acetocaustin wrattenpleisters zijn gemaakt van moleskin-weefsel met een zelfklevende laagje dat 40% salicylzuur bevat. Een verpakking bevat 20 Acetocaustin wrattenpleisters.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Bewaar Acetocaustin wrattenpleisters bij een temperatuur van 0-40 °C, op een droge en donkere plaats in de oorspronkelijke verpakking en buiten bereik van jonge kinderen.



De houdbaarheidsdatum staat onder op de verpakking.

Ga voor meer informatie over Acetocaustin wrattenpleisters naar www.acetocaustin.com. Neem voor alle productaanvragen contact op met de distributeur.

MEDISCH HULPMIDDEL:

Acetocaustin wrattenpleister is een medisch hulpmiddel van klasse IIa volgens Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.



DISTRIBUTEUR

THEOTCLAB

Fred. Roeskestraat 115

1076 EE Amsterdam

Nederland



E C Rep Ltd,

5 Fitzwilliam Square East,

Dublin 2, D02 R744, Ierland



Pharmaplast S.A.E.

Amria, Free zone 23512,

Alexandria, Egypte

UITLEG VAN SYMBOLEN

De waarschuwingstekens en symbolen op de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u dit product veilig en correct gebruikt en om u en anderen te beschermen tegen letsels. De symbolen worden in de onderstaande tabel uitgelegd:

Symbool	Uitleg
	Symbool voor de fabrikant
	Symbool dat aangeeft dat de gebruiksaanwijzing moet worden geraadpleegd
	Symbool dat aangeeft dat voorzichtigheid is geboden bij gebruik van het hulpmiddel
	Symbool voor de houdbaarheidsdatum
	Symbool dat aangeeft dat het artikel een medisch hulpmiddel is
	Symbool dat aangeeft dat het product uit de buurt van zonlicht moet worden gehouden.
	Geeft een medisch hulpmiddel aan dat bedoeld is voor éénmalig gebruik.
	Buiten het bereik van kinderen bewaren
	Niet voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
	Symbool voor het partijnummer
	Het product moet worden bewaard tussen 0 °C en 40 °C
	Geeft aan dat een medisch hulpmiddel niet gebruikt mag worden als de verpakking beschadigd of geopend is.
	Geeft de aanwezigheid aan van natuurrubber of droog natuurlijk rubberlatex als materiaal in het medische hulpmiddel of de verpakking van een medisch hulpmiddel. Deze materialen kunnen allergische reacties veroorzaken.
	Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Europese Unie

Acetocaustin®

Patches anti-verruets

LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE PATCH ANTI-VERRUETS ACETOCAUSTIN, MÊME SI VOUS AVEZ DÉJÀ UTILISÉ LE PRODUIT AUPARAVANT. LES INFORMATIONS PEUVENT AVOIR ÉTÉ MODIFIÉES EN FONCTION DE NOUVELLES RECHERCHES ET DÉCOUVERTES DEPUIS QUE VOUS AVEZ OUVERT VOTRE DERNIÈRE BOÎTE. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AU CAS OÙ VOUS AURIEZ BESOIN DE LE CONSULTER À NOUVEAU. POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS (À PARTIR DE 4 ANS)

DANS QUEL CAS UTILISER LES PATCHS ANTI-VERRUETS ACETOCAUSTIN ?

Les patchs anti-verruets Acetocaustin sont des dispositifs médicaux destinés au traitement des verrues communes et plantaires. Les patchs anti-verruets Acetocaustin contiennent 40 % d'acide salicylique, une substance qui a un effet kératolytique sur la peau. La verrue se dissout couche par couche. L'acide salicylique assure la destruction des cellules contenant le virus de la verrue.

L'avantage du patch anti-verruets Acetocaustin est qu'une application directement sur la verrue n'est pas douloureuse, ce qui signifie qu'il peut également être utilisé chez les enfants, s'il est correctement appliqué par un adulte.

Mode d'emploi : (application par des adultes uniquement) :

- Faites tremper la verrue dans de l'eau chaude pendant 5 minutes avant l'application.
- Nettoyez et séchez la peau avant l'application, et assurez-vous que la zone est exempte de crème ou d'huile.
- Retirez un patch, enlevez la feuille au dos, en évitant de toucher la face adhésive.
- Appliquez le patch avec le centre contenant de l'acide salicylique directement sur la verrue, en veillant à ce que les bords soient bien lisses.
- Laissez-le en place jusqu'à ce qu'il commence à se détacher. Après un maximum de 48 heures, vous devez enlever le patch.
- Trempez la zone concernée dans de l'eau chaude pendant 5 minutes avant d'enlever la peau lâche.
- Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire pendant 14 jours au maximum.



PRÉCAUTIONS

N'utilisez pas les patchs anti-verruets Acetocaustin :

- Chez les enfants de moins de 4 ans sauf sous surveillance médicale.
- N'utilisez pas le produit si vous êtes diabétique, hypersensible à l'acide salicylique ou si vous souffrez d'une mauvaise circulation sanguine.
- Femmes enceintes et enfants : n'utilisez le produit que sous la supervision d'un professionnel de la santé.
- Sur les verrues génitales ou situées dans la région génitale.
- Le produit ne doit pas être utilisé à proximité des yeux ni sur les plaies profondes avec des ouvertures étroites.
- Des lésions cutanées se produiront si la peau saine entre en contact avec l'acide salicylique.



AVERTISSEMENTS

- Destiné uniquement à un usage externe
- Contactez votre médecin si vos troubles ne s'estompent pas.
- Tenez hors de portée des jeunes enfants.
- L'utilisation par les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite doit être supervisée par un adulte.
- Évitez le contact avec les vêtements, les textiles, les nappes ou la peau.
- Ne réutilisez pas le produit.
- Éliminez avec précaution en évitant toute contamination croisée.

EFFETS SECONDAIRES

Les patchs anti-verruets Acetocaustin peuvent provoquer des effets secondaires, bien que tout le monde n'en souffre pas. Les effets secondaires pouvant découler de l'utilisation des patchs anti-verruets Acetocaustin sont une irritation de la peau, une sensation de brûlure, une rougeur de la peau ou des réactions d'hypersensibilité. Si l'un de ces effets secondaires devient grave ou si vous remarquez des effets secondaires non mentionnés dans ce mode d'emploi, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

À notre connaissance, il n'y a pas d'interactions avec d'autres médicaments.

CONTENU DES PATCHS ANTI-VERRUETS ACETOCAUSTIN

Les patchs anti-verruets Acetocaustin sont fabriqués dans un tissu moleskine entièrement enduit d'un substrat adhésif contenant 40 % d'acide salicylique. Une boîte contient 20 patchs anti-verruets Acetocaustin.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conservez les patchs anti-verruets Acetocaustin à une température comprise entre 0 et 40 °C, dans un endroit sec à l'abri de la lumière, dans l'emballage d'origine et hors de portée des jeunes enfants.



La date de péremption est indiquée au bas de l'emballage.

Pour plus d'informations sur les patches anti-verrues Acetocaustin, visitez le site www.acetocaustin.com. Pour toute demande de renseignements sur les produits, veuillez contacter le distributeur.

DISPOSITIF MÉDICAL :

Les patches anti-verrues Acetocaustin sont des dispositifs médicaux de classe IIa conformément à la directive 93/42/CEE.

 DISTRIBUTEUR

THEOTCLAB
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Pays-Bas

 **E C Rep Ltd,**
5 Fitzwilliam Square East,
Dublin 2, D02 R744, Irlande

Les patches anti-verrues Acetocaustin sont produits exclusivement par Pharmaplast s.a.e. pour TheOTCLab :

 **Pharmaplast S.A.E.**
Amria, Free zone 23512,
Alexandria, Egypte

EXPLICATION DES SYMBOLES

Les signes et symboles d'avertissement figurant sur l'emballage et le mode d'emploi sont essentiels pour garantir que vous utilisez ce produit correctement et en toute sécurité et pour vous protéger, vous et les autres, contre les blessures. Les symboles sont expliqués dans le tableau ci-dessous :

Symbole	Explication
	Symbole du fabricant
	Symbole indiquant de consulter le mode d'emploi
	Symbole indiquant qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du produit
	Symbole de la date d'expiration
	Symbole indiquant que l'article est un dispositif médical
	Symbole indiquant que le produit ne doit pas être exposé à la lumière du soleil.
	Indique qu'un dispositif médical est destiné uniquement à un usage externe.
	Tenir hors de portée des enfants
	Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent
	Symbole du numéro de lot
	Le produit doit être conservé entre 0 °C et 40 °C
	Indique qu'un dispositif médical ne doit pas être utilisé si l'emballage a été endommagé ou ouvert.
	Indique la présence de caoutchouc naturel ou de latex de caoutchouc naturel sec comme matériau de construction dans le dispositif médical ou l'emballage d'un dispositif médical qui peut provoquer des réactions allergiques.
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne / l'Union européenne

Acetocaustin® Warzen Pflaster

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS ACETOCAUSTIN WARZEN PFLASTER VERWENDEN, AUCH WENN SIE DAS PRODUKT SCHON EINMAL BENUTZT HABEN. DIE INFORMATIONEN KÖNNEN SICH AUFGRUND NEUER STUDIEN UND ERKENNTNISSE GEÄNDERT HABEN, SEITDEM SIE DAS PRODUKT LETZTMALS VERWENDET HABEN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. FÜR ERWACHSENE UND KINDER (AB 4 JAHREN)

WAS IST DAS ACETOCAUSTIN WARZEN PFLASTER?

Das Acetocaustin-Warzenentfernungsplaster ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Warzen und Dornwarzen. Das Acetocaustin Warzen Pflaster enthält 40 % Salicylsäure. Das ist eine Substanz, die eine keratolytische Wirkung auf die Haut hat. Sie löst die Warze Schicht für Schicht auf. Salicylsäure sorgt dafür, dass die Zellen, die das Warzenvirus enthalten, zerstört werden.

Der Vorteil des Acetocaustin Warzen Pflasters ist, dass das Auftragen direkt auf die Warze nicht weh tut, sodass das Produkt auch für kleine Kinder geeignet ist, wenn es von einem Erwachsenen korrekt angewendet wird.

Anwendung: (Anwendung nur durch Erwachsene)

- Weichen Sie die Warze vor der Anwendung 5 Minuten in warmem Wasser ein.
- Reinigen und trocknen Sie die Haut vor der Anwendung und stellen Sie sicher, dass die betroffene Stelle frei von Cremes und Ölen ist.
- Entnehmen Sie ein Warzen Pflaster und entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite ohne die Klebseite zu berühren.
- Kleben Sie das Warzen Pflaster so auf die Warze, dass dessen Mitte mit dem Salicylsäurekern direkt auf der Warze liegt. Streichen Sie die Ränder glatt.
- Belassen Sie das Pflaster bis es beginnt, sich abzulösen. Entfernen Sie das Pflaster nach spätestens 48 Stunden.
- Weichen Sie die betroffene Stelle 5 Minuten lang in warmem Wasser ein, bevor Sie die sich lösende Haut entfernen
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf bis zu 14 Tage lang.

 WARNUNGEN

Verwenden Sie das Acetocaustin Warzen Pflaster nicht in folgenden Fällen:

- Bei Kindern unter 4 Jahren ohne ärztliche Aufsicht
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Diabetiker sind, überempfindlich auf Salicylsäure reagieren oder eine schlechte Durchblutung haben.
- Bei schwangeren Frauen und Kindern: Verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht eines Arztes.
- Bei Genitalwarzen oder im Genitalbereich.
- Ist nicht in der Nähe der Augen oder bei tiefen Wunden mit engen Öffnungen zu verwenden.
- Es kommt zu Hautschäden, wenn die gesunde Haut mit Salicylsäure in Kontakt kommt.

 WARNUNGEN

- Nur für die äußere Anwendung bestimmt
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht nachlassen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Die Nutzung durch Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Fähigkeiten muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

- Kontakt mit Kleidung, Textilien, Taschentüchern oder der Haut vermeiden.
- Nicht wiederverwenden.
- Entsorgen Sie das Produkt sorgfältig, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

NEBENWIRKUNGEN

Das Acetocaustin Warzen Pflaster kann einige Nebenwirkungen verursachen, die jedoch nicht bei jedem auftreten müssen. Die Nebenwirkungen, die bei der Anwendung des Acetocaustin Warzen Pflasters auftreten können, sind Hautreizungen, Brennen, Hautrötungen oder Überempfindlichkeitsreaktionen. Wenn eine dieser Nebenwirkungen schwerwiegend wird oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

WECHSELWIRKUNG VON MEDIKAMENTEN

Uns sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.

INHALT DES ACETOCAUSTIN WARZEN PFLASTERS

Acetocaustin Warzen Pflaster bestehen aus Moleskin-Gewebe, das vollständig mit einem Klebesubstrat beschichtet ist, das 40 % Salicylsäure enthält. Eine Packung enthält 20 Acetocaustin-Warzenentfernungsplaster.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Lagern Sie das Acetocaustin Warzen Pflaster bei einer Temperatur von 0-40 °C an einem trockenen und dunklen Ort in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

 Das Verfallsdatum ist auf der Unterseite der Verpackung aufgedruckt.

Weitere Informationen über das Acetocaustin-Warzenentfernungsplaster finden Sie unter www.acetocaustin.de. Wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt bitte an den Händler.

MEDIZINPRODUKT:

Acetocaustin Warzen Pflaster ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



HERSTELLER / LIEFERANT
THEOTCLAB
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Die Niederlande

 **E C Rep Ltd,**
5 Fitzwilliam Square East,
Dublin 2, D02 R744, Irlande

Acetocaustin Warzen Pflaster wird exklusiv von Pharmaplast s.a.e. für TheOTCLab hergestellt:

 **Pharmaplast S.A.E.**
Amria, Free zone 23512,
Alexandria, Egypte

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

Die Warzzeichen und -symbole auf der Verpackung und der Gebrauchsanweisung sind wichtig, um zu garantieren, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt anwenden und um Sie und andere vor Verletzungen zu schützen. Die Symbole werden in der nachstehenden Tabelle erläutert:

Symbol	Erläuterung
	Symbol für den Hersteller
	Symbol, das darauf hinweist, die Gebrauchsanleitung zu konsultieren
	Symbol, das darauf hinweist, dass beim Betrieb des Geräts Vorsicht geboten ist
	Symbol für das Verfallsdatum
	Symbol, das angibt, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt
	Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt vor Sonnenbestrahlung geschützt werden muss.
	Weist auf ein Medizinprodukt hin, das für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist.
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden
	Symbol für die Chargennummer
	Das Produkt muss zwischen 0 °C und 40 °C gelagert werden.
	Weist auf ein Medizinprodukt hin, das nicht zu verwenden ist, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde.
	Weist auf das Vorhandensein von Naturkautschuk oder trockenem Naturkautschuklatex als Konstruktionsmaterial in dem Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinprodukts hin, welches allergische Reaktionen hervorrufen kann.
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union

